



40°C

**INDICATIES:**

- Actue fase van milde tot matige enkel verstuikingen (graad I en II)
- Chronische instabiliteit

KENMERKEN:

- De semi-rigide schelpen stabiliseren de enkel en voorkomen inversie/eversie
- De pads van schuimplastiek en silicone verminderen de druk op de pijnlijke plekken
- De gelpads kunnen in de vriezer worden geplaatst om de brace te gebruiken voor cryotherapie
- Hielbandje voor optimale pasvorm en gebruiksgemak
- Bevat geen latex
- Gewicht minder dan 250 g
- Hoogte van de schelpen: 17 cm (pediatrisch-S), 23 cm (M), 25.5 cm (L)
- Kan zowel links als rechts gedragen worden
- Beschikbaar in 3 maten (van pediatrisch - van S tot en met L)

MAAT	PATIËNT HOOGTE	ARTIKELCODE	GTIN CODE
S	$\leq 1,50\text{ m}$	82-0053-1	0190446755197
M	$1,50\text{ m} < x \leq 1,65\text{ m}$	82-0053-2	0190446764458
L	$> 1,65\text{ m}$	82-0053-3	0190446764465

